

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Epcam Per Wb, If/Icc, Elisa - P16422

Numero articolo: CM0014628



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio EpCAM validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla molecola di adesione cellulare epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EpCAM Rabbit pAb
Note/Alias	ESA; KSA; M4S1; MK-1; DIAR5; EGP-2; EGP40; KS1/4; MIC18; TROP1; BerEp4; EGP314; HNPCC8; LYNCH8; MOC-31; Ber-Ep4; TACSTD1; EpCAM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4072
GeneID	4072
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-265 di EpCAM umano (NP_002345.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16422
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio