

Anticorpo Monoclonale Anti-Epcr/Cd201 Per Wb, Elisa - Q64695

Numero articolo: CM0007318

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio mirato all'EPCR/CD201 del topo. Validato per WB ed ELISA. Coinvolto nella coagulazione del sangue attraverso l'attivazione della proteina C. Adatto per la ricerca sull'emostasi e sulle cellule endoteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	EPCR/CD201 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41; EPCR/CD201
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	10544
ID Gene	19124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-210 dell'EPCR/CD201 del topo (NP_035301.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q64695
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio