


Anticorpo Monoclonale Anti-Recettore Eph B3 (Ephb3) Per Wb, Elisa - P54753

Numero articolo: CM0003021



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il recettore Eph B3 (EPHB3) umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Bersaglia un recettore tirosin-chinasico chiave coinvolto nella guida assonale e nello sviluppo sinaptico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-recettore Eph B3 (EPHB3)
Note/Alias	EK2; ETK2; HEK2; TYRO6; Recettore Eph B3 (EPHB3)
Specie	Umano
GeneID	2049 (Umano)
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 del recettore Eph B3 (EPHB3) umano (P54753)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54753
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio