


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Epha1 Per Wb, Elisa - P21709

Numero articolo: CM0027375



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia EPHA1 umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Applicabile nella ricerca sulla segnalazione dei recettori efrina, l'angiogenesi e i carcinomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EPHA1 Rabbit pAb
Note/Alias	EPH; EPHT; EPHT1; EPHA1
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2041
GeneID	2041
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di EPHA1 umano (NP_005223.4).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana, Topo
SWISS	P21709
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio