

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Epha2 Per Wb E Elisa - P29317

Numero articolo: CM0005039



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per EPHA2 umano (Recettore Ephrin di tipo A 2). Validato per Western blot e ELISA. Adatto per ricerche su adesione cellulare, migrazione, differenziazione e ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EPHA2 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	1969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-534 di EPHA2 umano. (NP_004422.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P29317
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio