

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Epha2 Per Wb & Elisa - P29317

Numero articolo: CM0029602



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'EPHA2 umano (recettore 2 dell'efrina di tipo A), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul cancro, sull'angiogenesi e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	EPHA2 Rabbit pAb
Note/Alias	ECK; CTPA; ARCC2; CTPP1; CTRCT6; EPHA2
Specie	Umano
GeneID	1969
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 280-530 dell'EPHA2 umano (NP_004422.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29317
Peso Proteico	108kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio