

Anticorpo Policlonale Anti-Epha3/Epha4/Epha5 Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29320 / P54764 / P54756

Numero articolo: CM0019401



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro i recettori umani EPHA3, EPHA4 ed EPHA5. Validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per lo studio della segnalazione dei recettori ephrin e dell'adesione cellulare nella ricerca sullo sviluppo e sulle patologie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EPHA3/EPHA4/EPHA5 pAb
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	2042/2043/2044
ID del gene	2042/2043/2044
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700 e 800 di EPHA3/EPHA4/EPHA5 umano (NP_005224.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P29320/P54764/P54756
Spedizione	Borsa refrigerante