

Anticorpo Policlonale Anti-Epha4 Per Wb, If/Icc, Elisa - P54764

Numero articolo: CM0029427



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EPHA4 (EK8/SEK/TYRO1) convalidato per Uomo, Topo, Ratto in WB, IF/ICC, ELISA. Bersaglia il recettore delle efrine coinvolto nello sviluppo e nella riparazione del sistema nervoso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EPHA4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EK8; SEK; HEK8; TYRO1; EPHA4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2043
GeneID	2043
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-100 della EPHA4 umana (NP_004429.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P54764
Peso proteico	110 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio