


Anticorpo Policlonale Anti-Ephb4 Di Coniglio Per Wb, Elisa - P54760

Numero articolo: CM0029458



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EPHB4 umano, adatto per WB ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Progettato per la ricerca sull'angiogenesi, lo sviluppo cardiovascolare e la migrazione cellulare utilizzando un immunogeno proteico ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EPHB4 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HTK; MYK1; HFASD; CMAVM2; LMPHM7; TYRO11; EPHB4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2050
Gene ID	2050
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P54760
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio