

Anticorpo Policlonale Anti-Ephb6 Per Wb, Elisa - 015197

Numero articolo: CM0017536



introduzione

Anticorpo policlonale Anti-EPHB6 (coniglio) per WB, ELISA. Reagisce con umano, topo. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante che copre gli aminoacidi 615-729. Target: recettore efrina chinasi-difettivo coinvolto nell'adesione e migrazione cellulare. SWISS: 015197.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EPHB6 Coniglio pAb
Note/Alias	HEP; EPHB6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2051
GeneID	2051
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 615-729 di EPHB6 umano (NP_001267724.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	015197
Peso Proteico	111kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio