

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Ephrina A1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20827

Numero articolo: CM0011805



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Ephrina A1 umana (B61, LERK-1). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per applicazioni di ricerca sull'angiogenesi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Ephrina A1 Rabbit mAb
Note/Alias	B61; EFL1; GMAN; ECKLG; EPLG1; LERK1; LERK-1; TNFAIP4; Ephrin A1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1942
ID gene	1942
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'Ephrina A1 umana (P20827).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P20827
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio