

Anticorpo Monoclonale Anti-Ephrin B2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P52799

Numero articolo: CM0003489



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro Ephrin B2 umana (EFNB2). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata in umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'angiogenesi, sullo neurosviluppo e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ephrin B2 Rabbit mAb
Note/Alias	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	1948
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 1-100 di EFNB2 umana (P52799)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P52799
Peso Proteico	37 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio