

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ephrin B2 Per Wb, Elisa - P52799

Numero articolo: CM0015253



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro Ephrin B2 umano, convalidato per WB ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio dello sviluppo neuronale e dell'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Ephrin B2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HTKL; EPLG5; Htk-L; LERK5; ephrin-B2; Ephrin B2
Specie	Umano
GeneID (umano)	1948
GeneID	1948
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-229 di Ephrin B2 umana (NP_004084.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P52799
Peso proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio