

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ephx1 Per Wb, Elisa - P07099

Numero articolo: CM0023744

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a EPHX1 (epossido idrolasi 1, mEH). Convalidato per applicazioni WB e ELISA, reagisce in modo incrociato con umano e topo. Ideale per studi sul metabolismo e sulla disintossicazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	EPHX1 Rabbit pAb
Note/Alias	MEH; EPHX; EPOX; HYL1; EPHX1
Specie	Umano
GeneID	2052
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-320 di EPHX1 umano (NP_000111.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P07099
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio