


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ephx2 Per Wb E Elisa - P34913

Numero articolo: CM0002501



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato a EPHX2 umano. Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per investigare il metabolismo lipidico e le vie di detossificazione da xenobiotici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EPHX2 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
Specie	Umano
GeneID (umano)	2053
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di EPHX2 umano (P34913)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P34913
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio