


Anti-Ephx2 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - P34913

Numero articolo: CM0021756



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio EPHX2 convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva EPHX2 umano, murino, ratto. Ideale per investigare le funzioni dell'eossido idrolasi e della fosfatasi lipidica nelle vie di detossificazione e segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EPHX2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CEH; SEH; ABHD20; EPHX2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2053
GeneID	2053
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-240 dell'EPHX2 umano (NP_001970.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P34913
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio