


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Epm2A Per Wb, Elisa - 095278

Numero articolo: CM0028396



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EPM2A/laforina umana, validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla malattia di Lafora, sul metabolismo del glicogeno e in neurologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EPM2A Rabbit pAb
Note/Alias	EPM2; MELF; EPM2A
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7957
ID Gene	7957
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 244-331 di EPM2A umano (NP_005661.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095278
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio