


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Epn1 (Epsin-1) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6I3

Numero articolo: CM0024065



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato contro EPN1 (Epsin-1) umano. Adatto per WB, IHC-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. La proteina bersaglio è coinvolta nell'endocitosi mediata da clatrina e nella curvatura della membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EPN1 Rabbit pAb
Note/Alias	EPN1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	29924
GeneID	29924
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-180 di EPN1 umano (NP_037465.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6I3
Peso proteico	60kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio