

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Epn2 Per Wb Ed Elisa - 095208

Numero articolo: CM0023078

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Epn2 (Epsina-2), generato contro un peptide murino e cross-reattivo con umano e ratto. Validato per WB ed ELISA; progettato per la ricerca sull'endocitosi. Ideale per studi sull'endocitosi mediata da clatrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Epn2 Rabbit pAb
Note / Alias	lbp2; 9530051D10Rik; Epn2
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	22905
ID Gene (Topo)	13855
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 di Epn2 di topo (XP_006532226.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95208
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio