


## Anticorpo Policlonale Anti-Epo Di Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01588

Numero articolo: CM0027795



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'Eritropoietina (EPO) umana. Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA e reazione crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'eritropoiesi e disturbi correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | EPO Rabbit pAb                                                                                                                         |
| Osservazioni/Alias  | EP; DBAL; ECTY5; MVCD2; EPO                                                                                                            |
| Specie              | Umano                                                                                                                                  |
| Gene ID             | 2056                                                                                                                                   |
| Immunogeno          | Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 93-193 dell'EPO umana (NP_000790.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                  |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS               | P01588                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 21kDa                                                                                                                                  |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                     |