


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Epor Per Wb, If/Icc, Elisa - P19235

Numero articolo: CM0028876



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore dell'eritropoietina umano (EPOR), validato per WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulla segnalazione dell'eritropoietina e sulla differenziazione eritroide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EPOR Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EPO-R; EPOR
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	2057
ID genico	2057
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 274-508 dell'EPOR umano (NP_000112.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P19235
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio