

Anticorpo Policlonale Anti-Eppin Per Wb, El-Isa - 095925

Numero articolo: CM0023387

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-EPPIN validato per WB e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. EPPIN è un inibitore della serina proteasi critico per la fertilità maschile e la motilità degli spermatozoi. Ideale per la ricerca in biologia riproduttiva.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EPPIN Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CT71, CT72, WAP7, WFDC7, SPINLW1, dj461P17.2, EPPIN
Specie	Umano
GeneID (umano)	57119
GeneID	57119
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 22-133 dell'EPPIN umano (NP_065131.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95925
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio