

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Eprs Per Wb, Elisa - P07814

Numero articolo: CM0013766



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro EPRS umano (ligasi bifunzionale glutammato/prolina--tRNA), validato per WB ed ELISA. Adatto per la ricerca sulla regolazione della traduzione, sul complesso degli amminoacil-tRNA sintetasi e sugli studi del complesso GAIT.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EPRS Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	EARS; EPRS; PARS; QARS; QPRS; HLD15; PIG32; GLUPRORS
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2058
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P07814
Peso proteico	171kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio