


Anticorpo Policlonale Anti-Eps15 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P42566

Numero articolo: CM0024967



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EPS15 umano (sostrato 15 del EGFR, AF-1p), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo, ratto. Adatto per la ricerca sull'endocitosi e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Anti-EPS15 di Coniglio
Note/Alias	AF1P; AF-1P; MLLT5; EPS15
Specie	Umano
ID Gene	2060
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 660-840 di EPS15 umano (NP_001972.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P42566
Peso Molecolare Proteico	99kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio