

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eps15L1 Per Wb Ed Elisa - Q9Ubc2

Numero articolo: CM0029167

introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-EPS15L1 di CamelBio è specifico per EPS15L1 umano (Eps15R). Validato per Western blot ed ELISA, supporta la ricerca sull'endocitosi mediata da recettore e sul traffico delle integrine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EPS15L1 Rabbit pAb
Note/Alias	EPS15R; EPS15L1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	58513
ID Gene	58513
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 475-754 di EPS15L1 umano (NP_001245304.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UBC2
Peso Proteico	94kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio