


Anticorpo Policlonale Anti-Eps8 Per Wb, Elisa - Q12929

Numero articolo: CM0015970



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting EPS8 umano, validato per Western blot e ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio della dinamica del citoscheletro di actina, la migrazione cellulare e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EPS8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DFNB102; EPS8
Specie	Umano
GeneID (umano)	2059
GeneID	2059
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di EPS8 umano (NP_004438.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q12929
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio