


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Epsin 1 Per Wb, Elisa - Q9Y6I3

Numero articolo: CM0003697



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Epsin 1 umano (EPN1). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con il mouse. Rileva una banda a 60 kDa. Adatto per studi sull'endocitosi mediata dalla clatrina e sul traffico di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Epsin 1 Coniglio mAb
Note/Alias	EPN1; Epsin 1
Specie	Umano
Gene ID	29924
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 400-500 di Epsin 1 umano (NP_001123544.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y6I3
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio