


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Erab/Hsd17B10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99714

Numero articolo: CM0028124



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit di alta qualità contro ERAB/HSD17B10 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e la neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ERAB/HSD17B10 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	ABAD; CAMR; ERAB; HCD2; MHBD; HADH2; MRPP2; MRX17; MRX31; SCHAD; MRXS10; SDR5C1; HSD10MD; 17b-HSD10; DUPXp11.22; ERAB/HSD17B10
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	3028
ID gene	3028
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99714
Peso proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio