


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Erap1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nz08

Numero articolo: CM0011592



introduzione

Anticorpo ERAP1 monoclonale di coniglio di alta qualità validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva ERAP1 endogeno in campioni umani, di topo, di ratto. Adatto per la ricerca sull'elaborazione dell'antigene di classe I del MHC e sulla regolazione della pressione sanguigna.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio ERAP1
Note/Alias	ALAP; A-LAP; ARTS1; ERAAP; APPILS; ARTS-1; ERAAP1; PILSAP; PILS-AP; ERAP1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	51752
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 842-941 di ERAP1 umano (Q9NZ08).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NZ08
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio