


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-ErbB2Ip Per Wb, Elisa - Q96Rt1

Numero articolo: CM0028696



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato a ERBB2IP umano (Erbin, LAP2). Validato per WB ed ELISA. Essenziale per lo studio della segnalazione ERBB2, della differenziazione dei cheratinociti e della regolazione NF-κB nell'epitelio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ERBB2IP Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LAP2; ERBB2IP; HEL-S-78
Specie	Umano
GeneID	55914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1152-1371 di ERBB2IP umano (NP_061165.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96RT1
Peso proteico	158kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio