

Anticorpo Monoclonale Anti-ErbB3/Her3 Per Citometria A Flusso - P21860

Numero articolo: CM0005349



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-ErbB3/HER3 umano validato per citometria a flusso. Bersaglia il dominio extracellulare, ideale per studiare la segnalazione di HER3 nei tessuti epiteliali e cerebrali umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Uomo ErbB3/HER3 mAb
Annotazioni/Alias	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; erb-b2 recettore tirosina chinasi 3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2065
GeneID	2065
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-643 di ErbB3/HER3 umano (NP_001973.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	P21860
Peso Proteico	148kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio