

Anticorpo Monoclonale Anti-ErbB3/Her3 (, Coniglio) Per Citometria A Flusso - P21860

Numero articolo: CM0007754



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , diretto contro ErbB3/HER3 umano, validato per la citometria a flusso (FC). Adatto per la rilevazione della tirosina-proteina chinasi recettoriale erbB-3 in studi sulla superficie cellulare e intracellulari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ErbB3/HER3 umano
Note/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Specie	Umano
GeneID (umano)	2065
GeneID	2065
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-643 di ErbB3/HER3 umano (NP_001973.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P21860
Peso della proteina	148 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante