


Anticorpo Policlonale Anti-ErbB3/Her3 Per Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Numero articolo: CM0017749



introduzione

Anticorpo policlonale anti-ErbB3/HER3 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con ErbB3/HER3 umano, murino e ratto. Bersaglia un recettore tirosin chinasi della neuregulina importante nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ErbB3/HER3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; ErbB3/HER3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2065
ID Gene	2065
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-285 di ErbB3/HER3 umano (NP_001973.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P21860
Peso proteico	148kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio