

Anticorpo Monoclonale Anti-ErbB4/Her4 Per Wb, Elisa - Q15303

Numero articolo: CM0002270



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ErbB4/HER4 umano, cross-reattivo con topo e ratto. Adatto per WB ed ELISA, targeting a receptor tyrosine kinase involved in development and cancer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ErbB4/HER4 Rabbit mAb
Note/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2066
Gene ID	2066
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1200-1308 di ErbB4/HER4 umano (Q15303).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q15303
Peso Proteico	147kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio