


Anticorpo Policlonale Anti-ErbB4/Her4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15303

Numero articolo: CM0027940



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio ErbB4/HER4 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce ErbB4 umano, di topo, di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle tirosin-chinasi recettoriali e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio ErbB4/HER4
Note/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2066
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15303
Peso Proteico	147kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio