


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-ErbB4/Her4 Per Wb E Elisa - Q15303

Numero articolo: CM0015272



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a ErbB4/HER4 umano, validato per WB e ELISA, con reattività crociata al ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione neuregulina/EGF, sviluppo e oncogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ErbB4/HER4 Rabbit pAb
Note/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2066
GeneID	2066
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1150-1250 di ErbB4/HER4 umano (NP_005226.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q15303
Peso proteico	147kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio