

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Erc1 Per Wb, Elisa - Q8Iud2

Numero articolo: CM0025793

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ERC1 umano (ELKS/Rab6IP2), validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare la segnalazione di NF-kB, l'organizzazione sinaptica e il traffico di membrane. Peso: 128 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ERC1 Rabbit pAb
Note/Alias	ELKS; Cast2; ERC-1; RAB6IP2; ERC1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23085
GeneID	23085
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-850 dell'ERC1 umano (NP_829884.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q8IUD2
Peso proteico	128kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio