

Anticorpo Policlonale Anti-Erc2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 015083

Numero articolo: CM0022300

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ERC2 (CAST/CAST1), validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata nei confronti di topo e ratto. Ideale per lo studio dell'organizzazione della zona attiva presinaptica e del rilascio dei neurotrasmettitori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ERC2 Rabbit pAb
Note/alias	CAST; CAST1; ELKSL; Spc110; SPBC110; ERC2
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	26059
GeneID	26059
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 770-850 di ERC2 umano (NP_056391.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	O15083
Peso della proteina	111 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante