

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Ercc1 Per Wb E Elisa - P07992

Numero articolo: CM0010424



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit contro ERCC1 umano (P07992) validato per Western blot (WB) e ELISA. Uno strumento chiave per lo studio della riparazione del DNA, della riparazione dei legami incrociati intermolecolari e della stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ERCC1 Rabbit mAb
Note/Alias	UV20; COFS4; RAD10; ERCC1
Specie	Umana
GeneID (umano)	2067
GeneID	2067
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di ERCC1 umano (P07992).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P07992
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio