

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ercc1 Per Wb Ed Elisa - P07992

Numero articolo: CM0026727



introduzione

Convalida l'anticorpo policlonale di coniglio anti-ERCC1 per WB ed ELISA. Rileva ERCC1 umano, di topo e ratto, una proteina chiave per la riparazione del DNA. Ideale per la ricerca sulla stabilità genomica e la risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ERCC1 Rabbit pAb
Note/Alias	UV20; COF54; RAD10; ERCC1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2067
GeneID	2067
Immunogeno	Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-323 di ERCC1 umano (NP_973730.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07992
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio