


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ercc3 Per Wb, Elisa - P19447

Numero articolo: CM0015149



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ERCC3 umano (XPB), validato per WB ed ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla trascrizione e sulla riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettaglio
Nome del prodotto	ERCC3 Rabbit pAb
Note/Alias	XPB; BTF2; Ssl2; TTD2; GTF2H; RAD25; TFIIH; ERCC3
Specie	Umano
GeneID (umano)	2071
GeneID	2071
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 512-782 di ERCC3 umano (NP_000113.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P19447
Peso della proteina	89 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante