

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ercc4 (Xpf) Per Wb, Ip, Elisa - Q92889

Numero articolo: CM0030085



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ERCC4 (XPF) umano, validato in WB, IP, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Mira all'endonucleasi di riparazione del DNA XPF, essenziale per la ricerca sulla riparazione per escissione di nucleotidi, sulla riparazione di cross-link intercatena e sulla stabilità del genoma.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ERCC4 Rabbit pAb
Note/Alias	XPF; RAD1; FANCD1; XFEPS; ERCC11; ERCC4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2072
GeneID	2072
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 513-782 dell'ERCC4 umano (NP_005227.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92889
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio