


Anticorpo Policlonale Anti-Ercc5 Per If/Icc, Elisa - P28715

Numero articolo: CM0020513



introduzione

Anticorpo Policlonale di coniglio anti-ERCC5 validato per IF/ICC e ELISA. Rileva ERCC5 (XPG) umano, di topo e di ratto, un'endonucleasi chiave per la riparazione del DNA. Adatto per la ricerca sulla riparazione nucleotidica per escissione e sulla stabilità genomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	ERCC5 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	XPG; UVDR; XPGC; COF53; ERCM2; ERCC5-201; ERCC5
Specie	Umana
GeneID (Umana)	2073
GeneID	2073
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di ERCC5 umano (NP_000114.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28715
Peso Proteico	133kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio