


Anticorpo Policlonale Anti-Ercc6 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q03468

Numero articolo: CM0023563



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ERCC6 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata in topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA e il rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ERCC6 Rabbit pAb
Note / Alias	CSB; CKN2; COFS; ARMD5; COFS1; POF11; RAD26; UVSS1; CSB-PGBD3; ERCC6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2074
GeneID	2074
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 dell'ERCC6 umano (NP_000115.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q03468
Peso proteico	168kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio