

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ercc6L2 Per Wb E Elisa - Q5T890

Numero articolo: CM0016165



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a ERCC6L2 (RAD26L). Validato per WB e ELISA, cross-reagisce con umano e topo. Favorisce la ricerca sulla riparazione delle rotture a doppia elica del DNA e sulla manutenzione della cromatina. PM stimato 177 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ERCC6L2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	HEBO; BMFS2; SR278; RAD26L; C9orf102; ERCC6L2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	375748
GeneID	375748
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1262-1561 di ERCC6L2 umano (NP_064592.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q5T890
Peso proteico	177kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio