

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ercc8 Per Wb, Elisa - Q13216

Numero articolo: CM0028887



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'ERCC8 umano (CSA). Validato per Western blotting (WB) ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla riparazione per escissione di nucleotidi accoppiata alla trascrizione, sulla sindrome di Cockayne e sulla risposta al danno al DNA. Peso molecolare previsto: 44kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ERCC8 Rabbit pAb
Note/Alias	CSA, CKN1, UVSS2, ERCC8
Specie	Umano
GenelD (Umano)	1161
GenelD	1161
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q13216
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio