


Anticorpo Monoclonale Anti-Erf3A/Gspt1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15170

Numero articolo: CM0012525



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anticorpo contro eRF3A/GSPT1, reattivo in Umano e Ratto, per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Essenziale per la terminazione della traduzione e il decadimento dell'mRNA mediato da nonsense.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	eRF3A/GSPT1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	GST1, ETF3A, eRF3a, 551G9.2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2935
GenelD	2935
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di eRF3A/GSPT1 (NP_001123479.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P15170
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio