

Anticorpo Monoclonale Anti-Erg Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11308

Numero articolo: CM0007666



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alte prestazioni mirato all'ERG umano (SWISS P11308). Validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Ideale per la ricerca sul cancro, studi sulla regolazione trascrizionale e sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb ERG Coniglio
Note/Alias	p55; erg-3; ERG
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2078
GeneID	2078
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 379-479 dell'ERG umano. (NP_891548.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P11308
Peso Proteico	54 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio