

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Erg Per Wb, Elisa - P11308

Numero articolo: CM0015110



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ERG umano, validato per Western blot ed ELISA. Adatto per studi sulla regolazione trascrizionale e sulla ricerca oncologica. - P11308

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ERG pAb di coniglio
Note/Alias	p55; erg-3; ERG
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	2078
ID del gene	2078
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di ERG umano (NP_891548.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P11308
Peso della proteina	54 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante