

Anticorpo Policlonale Anti-Ergic2 Per Wb - Q96Rq1

Numero articolo: CM0027843

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ERGIC2 umano, validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con il topo. Mira alla proteina di trasporto ER-Golgi, 43 kDa. Ideale per la ricerca sul traffico intracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ERGIC2 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	PTX1; CDA14; Erv41; cd002; ERGIC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51290
ID Gene	51290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 55-310 di ERGIC2 umano (NP_057654.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q96RQ1
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio